


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P45973

Número do item: CM0010417



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HP1 alpha/CBX5 humano para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em heterocromatina e epigenética. P45973.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HP1 alpha/CBX5 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23468
GeneID	23468
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 92-191 da proteína HP1 alpha/CBX5 humana (P45973).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45973
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo