

Anticorpo Monoclonal Anti-Hp1 Gama/Cbx3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Número do item: CM0009698



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HP1 gama/CBX3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HP1 gama/CBX3
Observações/Apelido	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gama/CBX3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11335
GeneID	11335
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HP1 gama/CBX3 humano (NP_057671.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13185
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo