

Anti-Hp1 Gama/Cbx3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Número do item: CM0024008



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o HP1 gama/CBX3 humano (HECH, HP1-GAMMA) para detecção confiável em WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para pesquisas de epigenética e heterocromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HP1 gama/CBX3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gama; HP1 gama/CBX3
Espécie	Humano
GeneID	11335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-183 do HP1 gama/CBX3 humano (NP_009207.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13185
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo