

Anti-Hp1 Gama/Cbx3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

Número do item: CM0023189



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HP1 gama/CBX3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Peso molecular: 21kDa. Ideal para pesquisa de heterocromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HP1 gama/CBX3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gama; X3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11335
GeneID	11335
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-183 do HP1 gama/CBX3 humano (NP_009207.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13185
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo