

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hp1Bp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Número do item: CM0014687



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-HP1BP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína 3 de ligação à proteína 1 da heterocromatina, um regulador da proliferação celular e da condensação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HP1BP3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3
Espécie	Humano
GeneID	50809
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da HP1BP3 humana (NP_057371.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5SSJ5
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo