


Anticorpo Policlonal Anti-Hpcal1 Para Wb, Elisa - P37235

Número do item: CM0018472



introdução

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre proteínas de ligação ao cálcio e sinalização visual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HPCAL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3241
ID do Gene	3241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da HPCAL1 humana (NP_002140.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37235
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo