


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hpcal1 Para Wb, Ip, Elisa - P37235

Número do item: CM0023663



introdução

Anticorpo policlonado de coelho produzido contra HPCAL1 humano (proteína semelhante a hipocalcina 1). Validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Alvo de ~22 kDa. Adequado para estudos de sinalização por cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HPCAL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Espécie	Humano
ID do Gene	3241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da HPCAL1 humana (NP_002140.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37235
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo