


Anticorpo Policlonal Anti-Hprt1 Para Wb E Elisa - P00492

Número do item: CM0018828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HPRT1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da via de salvamento de purinas, da síndrome de Lesch-Nyhan e da gota.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HPRT1 Rabbit pAb
Observações/ sinônimos	HPRT; HGPRT; HPRT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3251
GeneID	3251
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 da HPRT1 humana (NP_000185.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P00492
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo