


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hprt1 Para Wb E Elisa - P00492

Número do item: CM0007845



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra HPRT1 humano, validado para nocaute, adequado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa da via de salvamento de purinas. Reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HPRT1 Rabbit mAb [Validado para KO]
Observações/Apelido	HPRT; HGPRT; T1
Espécie	Humano
ID do Gene	3251
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00492
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo