

Anticorpo Policlonal Anti-Hps4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Número do item: CM0019869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HPS4, um componente do complexo BLOC-3. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a biogênese de melanossomos e a síndrome de Hermansky-Pudlak.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HPS4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LE; BLOC3S2; HPS4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89781
GeneID	89781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 387-708 do HPS4 humano (NP_071364.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQG7
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo