


Anticorpo Monoclonal Anti-Hras Para Wb, Elisa - P01112

Número do item: CM0002508



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-HRAS validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização Ras-MAPK, proliferação celular e biologia do câncer. SWISS P01112.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HRAS
Observações/Apelido	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3265
GeneID	3265
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01112
Peso Proteico	21kDa
Transporte	Saco de gelo