


Anticorpo Policlonal Anti-Hras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01112

Número do item: CM0017052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HRAS humano (GTPase HRas, p21ras). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de sinalização Ras-MAPK e pesquisa de oncogenes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRAS Coelho pAb
Observações/Apelido	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Espécie	Humano
ID do Gene	3265
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 do HRAS humano (NP_005334.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01112
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo