


Anticorpo Policloal Anti-Hras Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01112

Número do item: CM0029232



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HRAS humano (p21ras). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre sinalização Ras-MAPK e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRAS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3265
GeneID	3265
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HRAS humano (NP_203524.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01112
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo