

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hrpt2/Cdc73 Para Wb E Elisa - Q6P1J9

Número do item: CM0004857

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HRPT2/CDC73 (Parafibromina). Validado para Western blot e ELISA em humano, camundongo e rato. Supressor tumoral envolvido na regulação da transcrição e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HRPT2 / CDC73 mAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelidos | HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73                                                                             |
| Espécie              | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)      | 79577                                                                                                                              |
| GeneID               | 79577                                                                                                                              |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da HRPT2 / CDC73 humana (NP_078805.3) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS                | Q6P1J9                                                                                                                             |
| Peso da Proteína     | 61 kDa                                                                                                                             |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                       |