

Anticorpo Policlonal Anti-Hs1Bp3 Para Wb, Elisa - Q53T59

Número do item: CM0025026

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HS1BP3 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Potencial modulador da sinalização de IL-2. Peso molecular de 43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HS1BP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
Espécie	Humano
GeneID	64342
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da HS1BP3 humana (NP_071905.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53T59
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo