

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hs3St3A1 Para Wb, Elisa - Q9Y663

Número do item: CM0022546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HS3ST3A1 humano, validado em WB e ELISA. Heparan sulfato 3-O-sulfotransferase envolvida em glicobiologia e pesquisa de entrada do HSV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho HS3ST3A1
Observações/Apelido	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9955
ID do Gene	9955
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-140 do HS3ST3A1 humano (NP_006033.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y663
Peso Proteico	45kDa
Transporte	Saco de gelo