

Anticorpo Monoclonal Contra A Proteína Interagente Com Hsc70 (Hip) Para Wb - P50502

Número do item: CM0008487

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra a Proteína Interagente com Hsc70 (HIP) para WB e ELISA. Reconhece ST13/HIP humano e de camundongo, uma co-chaperona citoplasmática de Hsp70. Proteína de 41 kDa. UniProt P50502.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hsc70-interacting protein (HIP) Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Proteína interagente com Hsc70 (HIP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6767
GeneID	6767
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 270-369 da proteína interagente com Hsc70 (HIP) humana (P50502).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50502
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo