

Pab De Coelho Contra Proteína Que Interage Com Hsc70 (Hip) - P50502

Número do item: CM0029145

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a proteína que interage com Hsc70 humana (HIP/ST13) para Western blot (WB) e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de chaperonas e estudos de dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra proteína que interage com Hsc70 (HIP)
Observações/Apelidos	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; proteína que interage com Hsc70 (HIP)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6767
GeneID	6767
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-369 da proteína humana que interage com Hsc70 (HIP) (NP_003923.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50502
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo