

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsc70/Hspa8 Para Wb, Elisa - P11142

Número do item: CM0002936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Hsc70/HSPA8 humano (P11142). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de controle de qualidade de proteínas, autofagia e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hsc70/HSPA8 Rabbit mAb
Observações/Apelido	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3312
GeneID	3312
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 547-646 do Hsc70/HSPA8 humano (P11142)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11142
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo