

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hscb Para Wb E Elisa - Q8IWL3

Número do item: CM0015659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSCB humano (JAC1/HSC20), adequado para Western blotting e ELISA. Ideal para pesquisa sobre montagem de clusters ferro-enxofre mitocondrial e citoplasmática, incorporação de SDHB e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSCB Rabbit pAb
Observações/Apelido	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	150274
ID do Gene	150274
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-235 do HSCB humano (NP_741999.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IWL3
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de Gelo