

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsd11B2 Para Wb, Elisa - P80365

Número do item: CM0027233

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HSD11B2 humano (11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com rato. Adequado para estudos de metabolismo de glicocorticoides e receptor mineralocorticoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD11B2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Espécie	Humano
ID do Gene	3291 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 266-405 do HSD11B2 humano (NP_000187.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P80365
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo