


## Anticorpo Policlonal Anti-Hsd17B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Número do item: CM0018620



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra HSD17B1 validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece HSD17B1 humano, de camundongo e de rato (17 $\beta$ -HSD1, 35 kDa). Ferramenta essencial para o estudo da biossíntese de estrogênio e do metabolismo de esteroides.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HSD17B1 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alíases | E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 3292                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 3292                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-328 da HSD17B1 humana (NP_000404.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P14061                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 35 kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |