

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsd17B13 Para Wb, Elisa - Q7Z5P4

Número do item: CM0003110



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HSD17B13 humano (ID do Gene: 345275). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico hepático e doenças hepáticas. SWISS: Q7Z5P4; Peso Proteico: 34kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HSD17B13 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-211 do HSD17B13 humano (NP_835236.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z5P4
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo