


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsd17B13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Número do item: CM0012265



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra HSD17B13 humano (Q7Z5P4), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o metabolismo lipídico hepático e o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HSD17B13 Rabbit mAb
Observações/Alia	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-300 da HSD17B13 humana (NP_835236.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q7Z5P4
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo