

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsd17B13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Número do item: CM0027764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSD17B13, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta HSD17B13 humano, de camundongo e de rato; direcionado à pesquisa do metabolismo lipídico hepático. Específico para localização em gotículas lipídicas e RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD17B13 pAb de Coelho
Observações/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z5P4
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo