


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hsd17B13 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q7Z5P4

Número do item: CM0020362



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho HSD17B13 validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta HSD17B13 humano e de rato, uma enzima do metabolismo lipídico hepático de ~34 kDa. Ideal para pesquisa hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD17B13 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 34-300 da HSD17B13 humana (NP_835236.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q7Z5P4
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo