

Anticorpo Monoclonal Anti-Hsd17B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P37059

Número do item: CM0012475

introdução

Anticorpo monoclonal direcionado contra HSD17B2 humano (P37059), validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo do metabolismo dos esteroides e da regulação endócrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD17B2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3294
ID do Gene	3294
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HSD17B2 humano (NP_002144.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37059
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Embalagem de gelo