

Anti-Hsd17B3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P37058

Número do item: CM0025034

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HSD17B3 humano, para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para o estudo da biossíntese de andrógenos e aplicações de diagnóstico relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD17B3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Espécie	Humano
ID do Gene	3293
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do HSD17B3 humano (NP_000188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37058
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo