

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsd17B7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

Número do item: CM0022981

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HSD17B7 humano (P56937), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Útil para pesquisas sobre o metabolismo de hormônios esteroides e a biossíntese do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-HSD17B7
Observações/Alias	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51478
ID do gene	51478
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-200 de HSD17B7 humano (NP_057455.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P56937
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo