

Anticorpo Policlonais Anti-Hsd17B8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92506

Número do item: CM0017222



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HSD17B8 humano (Q92506), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de síntese mitocondrial de ácidos graxos e metabolismo de esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD17B8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dj1033B10.9; HSD17B8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7923
GeneID	7923
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92506
Peso da Proteína	27 kDa
Transporte	Saco de gelo