

Anticorpo Policlonal Anti-Hsd3B1 Para Wb, If-P, Elisa - P14060

Número do item: CM0026048

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSD3B1 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta HSD3B1 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em esteroidogênese e metabolismo de andrógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD3B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3283
GeneID	3283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do HSD3B1 humano (NP_000853.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14060
Peso Proteico	42kDa
Transporte	Saco de Gelo