

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsd3B2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P26439

Número do item: CM0023541

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSD3B2 humano, validado para Western blotting (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta HSD3B2 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre esteroidogênese, biossíntese de hormônios e distúrbios endócrinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSD3B2 pAb Coelho
Apelidos	HSD3B; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Espécie	Humano
ID do Gene	3284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-287 do HSD3B2 humano (NP_000189.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicações	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
Acesso UniProt	P26439
Peso Molecular	42kDa
Envio	Saco com gelo