


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

Número do item: CM0004834



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HSF1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de resposta ao choque térmico e transcrição. SWISS: Q00613.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSF1 Rabbit mAb
Observações/Alias	HSTF1; HSF1
Espécie	Humano
GeneID	3297
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 429-530 do HSF1 humano (NP_005517.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de gelo