


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00613

Número do item: CM0019642



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HSF1 validado para WB, IHC-P, ELISA em Humano e Camundongo. Fator de transcrição induzível por estresse central para a resposta ao choque térmico. Adequado para pesquisa em câncer, biologia do estresse e latência do HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3297
GeneID	3297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-529 do HSF1 humano (NP_005517.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00613
Peso Proteico	52kDa/57kDa
Envio	Saco de Gelo