


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00613

Número do item: CM0015415



introdução

Este anticorpo policloonal de coelho tem como alvo HSF1 (HSTF1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas de resposta ao estresse e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HSTF1; HSF1
Espécie	Humano
ID do Gene	3297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-529 da HSF1 humana (NP_005517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de gelo