


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsf2 Para Wb, Elisa - Q03933

Número do item: CM0021852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o HSF2 humano (fator de transcrição do choque térmico 2). Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos da resposta ao estresse e da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HSF2 pAb de coelho
Observações/alias	HSF 2; HSTF 2; HSF2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3298
GeneID	3298
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-215 do HSF2 humano (Q03933).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q03933
Peso molecular	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo