


Anticorpo Policlonal Anti-Hsl De Coelho Para Wb, Elisa - Q05469

Número do item: CM0020663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HSL para aplicações WB e ELISA, reativo com HSL humano, de camundongo e de rato. A lipase sensível a hormônios (HSL) desempenha um papel fundamental no metabolismo lipídico ao hidrolisar triglicerídeos e ésteres de colesterol. Ideal para estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSL Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3991
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1000 do LIPE humano (NP_005348.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05469
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco de gelo