


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsl/Lipe Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Número do item: CM0007105



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HSL/LIPE humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico, lipase hormônio-sensível e esteroidogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HSL/LIPE
Observações/Apelido	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3991
ID do Gene	3991
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 901-1000 do HSL/LIPE humano (NP_005348.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de Gelo