

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp105/Hsph1 Para Wb E Elisa - Q92598

Número do item: CM0009943



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína de choque térmico humana de 105 kDa (HSP105/HSPH1), adequado para Western Blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre resposta ao estresse e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho HSP105/HSPH1
Observações/alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10808
GeneID	10808
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1-100 da HSP105/HSPH1 humana (Q92598)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q92598
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Em bolsa de gelo