

Anti-Hsp105/Hsph1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92598

Número do item: CM0030439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HSP105/HSPH1 humano (HSP105A/B, NY-CO-25). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de resposta ao estresse e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP105/HSPH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10808
ID do Gene	10808
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92598
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo