


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp20/Hspb6 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14558

Número do item: CM0011233



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HSP20/HSPB6 humano (O14558), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa sobre função de chaperona molecular, resposta ao estresse e cardioproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	HSP20/HSPB6 mAb de Coelho
Observações/Alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	126393
GeneID	126393
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do HSP20/HSPB6 humano (O14558)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14558
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo