


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsp20/Hspb6 Para Wb, Elisa - O14558

Número do item: CM0029088



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HSP20/HSPB6 humano (Hsp20, HEL55), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos de função de chaperonas moleculares, contratilidade cardíaca e vias de resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP20/HSPB6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	126393
GeneID	126393
Imunogeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da HSP20/HSPB6 humana (NP_653218.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	O14558
Peso da Proteína	17kDa
Transporte	Bolsa de gelo