


Anticorpo Monoclonal Anti-Hsp27/Hspb1 Para Wb - P04792

Número do item: CM0003964



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a HSP27/HSPB1 (P04792). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre resposta ao estresse, chaperonas e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb
Observações/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04792
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo