


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp27/Hspb1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Número do item: CM0009649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra HSP27/HSPB1 humano, adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Ferramenta confiável para estudar a função de chaperona molecular, resposta ao estresse e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HSP27/HSPB1 [Validado por KD]
Observações/Apêndice	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3315
GeneID	3315
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da HSP27/HSPB1 humana (NP_001531.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo