

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Hsp40 Para Wb, Fc, Elisa - P25685

Número do item: CM0004240



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho direcionado ao HSP40/DNAJB1 humano para WB, FC intracelular e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de chaperona, choque térmico e interação com HSC70.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho HSP40
Observações/Apelido	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; homólogo dnaJ subfamília B membro 1; HSP40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3337
ID do Gene	3337
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 241-340 do DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo