

Anticorpo Monoclonal Anti-Hsp47/Serpinh1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Número do item: CM0003359

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HSP47/SERPINH1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a chaperona de colágeno serpina H1 para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HSP47/SERPINH1
Observações/Apelido	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	871
GeneID	871
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 319-418 do HSP47/SERPINH1 humano (P50454).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50454
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo