

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsp47/Serpinh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Número do item: CM0014979

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HSP47 humana (SERPINH1, P50454) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta HSP47 endógena em amostras humanas e de camundongo; ideal para estudos de chaperonas do colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho HSP47/SERPINH1
Observações/Alíase	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	871
GeneID	871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-418 da HSP47/SERPINH1 humana (NP_001226.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P50454
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo