


Anticorpo Monoclonal Anti-Hsp60/Hspd1 (Mab De Coelho) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

Número do item: CM0003113



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HSP60/HSPD1 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado para humano, camundongo, rato e trigo; tem como alvo a chaperonina mitocondrial HSP60 (61 kDa) para pesquisa de dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-HSP60/HSPD1
Observações/Apelidos	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3329
GeneID	3329
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Trigo
SWISS	P10809
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo