


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsp60/Hspd1 Para Wb - P10809

Número do item: CM0015405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o HSP60/HSPD1 humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Adequado para pesquisa de chaperona mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP60/HSPD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3329
GeneID	3329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-240 do HSP60/HSPD1 humano (NP_002147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10809
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo