

Anticorpo Monoclonal Anti-Hsp70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Número do item: CM0006886



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra HSP70 humana (HSPA1A/HSPA1B). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato, trigo e milho. Imunógeno: aminoácidos 500-600 da HSP70.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	HSP70 Coelho mAb
Observações/Alias	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
Espécie	Humano
GeneID	3303/3304
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-600 da HSP70 humana. (NP_005336.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Trigo, Milho
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso da Proteína	70 kDa
Transporte	Bolsa de gelo